

FICHA TÉCNICA

SCOTCHBOND UNIVERSAL PLUS		
BOTE		
REFERENCIAS	74978	
FABRICANTE / RESPONSABLE	3M Deutschland GmbH Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - El adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus ofrece todas las ventajas de su predecesor con nuevos niveles de control y previsibilidad. - Primer adhesivo universal radiopaco que reduce el riesgo de sobret ratamiento y diagnóstico erróneo por radiografías dudosas. - Compatibilidad total dual y autopolimerizable. - La fluidez constante durante todo el tiempo de trabajo lo hace adecuado para casos grandes y complejos. - No muestra prácticamente sensibilidad postoperatoria* *Datos internos de archivo de 3M. - Adhiere y sella la dentina afectada por caries para facilitar una odontología mínimamente invasiva. - Fórmula totalmente libre de derivados de BPA. - Adhesivo universal apto para todo tipo de adhesión en restauraciones directas e indirectas y todas la técnicas de grabado. - Excelente adhesión al diente y a todo tipo de sustratos de restauración sin necesidad de uso de primers por separado, silano o activadores. - Tecnología 3M alineada con el cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal. - Disponible en bote de diseño optimizado y tapa abatible (hasta 200 aplicaciones) o en unidosis para un control eficiente de la higiene. 	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 5 ml.	
FINALIDAD PREVISTA	Adhesivo universal apto para todo tipo de adhesión en restauraciones directas e indirectas y todas la técnicas de grabado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre 2°C a 25°C. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.