

FICHA TÉCNICA

CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIAS	78556	
FABRICANTE / RESPONSABLE	P.L. Superior Dental Materials GmbH Stiller Weg 15a 22607-Hamburg Web: www.sc-polymer.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, bajo Directiva 93/42/ CEE.	
DESCRIPCIÓN	Ionómero de vidrio reforzado con resina con liberación de flúor.	
COMPOSICIÓN	Polvo: vidrio de silicato de aluminio, pigmentos, iniciadores. Líquido: soluciones acuosas de poliácidos, metacrilatos, iniciadores.	
PRESENTACIÓN	Caja 15 g polvo + 10 ml líquido + 3 ml acondicionador.	
VIDA ÚTIL	2 años.	
FINALIDAD PREVISTA	Fijación de coronas, puentes y onlays confeccionados en metal, resina, metal-cerámica y cerámica.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Guarde Proclinic Expert Resin modified Glass Ionomer Cement en un lugar fresco y sin luz a una temperatura de entre 4 y 25 °C (39 a 78 °F). La temperatura no debe superar los 25 °C (78 °F).	

TECHNICAL DATA SHEET

REINFORCED GLASS IONOMER CEMENT PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	78556	
MANUFACTURER	P.L. Superior Dental Materials GmbH Stiller Weg 15a 22607-Hamburg Web: www.sc-polymer.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, under Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Resin-reinforced glass ionomer with fluorine release.	
COMPOSITION	Powder: bariumaluminosilicate glass, pigments, initiators. Liquid: aqueous solutions of polyacids, methacrylates, initiators.	
PACKAGING	Box 15 g powder + 10 ml liquid + 3 ml conditioner.	
SHELF LIFE	2 years.	
INTENDED USE	Fixation of crowns, bridges and onlays made of metal, resin, metal-ceramic and ceramic.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store Proclinic Expert Resin modified Glass Ionomer Cement in a cool and dark place at 4-25 °C (39-78 °F). Temperature should not exceed 25 °C (78 °F).	