

FICHA TÉCNICA

MICROMOTOR NEUMATICO M4 CONEXIÓN A MANGUERA MIDWEST		
REFERENCIAS	80148	
RESPONSABLE	BENMAYOR S.A. C/ BACHA, 2-B (POL.IND. FOINVASA) 08110 - MONTCADA I REIXACH ESPAÑA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, bajo Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Micromotor neumático de titanio electrificado con luz. <u>Características:</u> - Baño de titanio con luz y spray interno. - El micromotor consta de luz por fibra óptica que dispone de un revestimiento de titanio para que este pese un 30% menos que el acero - Ofrece al profesional una mayor rapidez y precisión en el manejo del micromotor. - Lleva conexión M4 y spray interno. - Autoclavable a 135°C. - Dirección ajustable.	
COMPOSICIÓN	Baño de titanio.	
ENVASE	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Está diseñado para su uso en odontología, específicamente en tratamientos que requieren el accionamiento de instrumentos rotatorios de baja velocidad, como contraángulos y piezas de mano rectas.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No tiene condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.