

Cubeta Desinfección Instrumental

El complemento perfecto.

Para realizar el proceso de desinfección y limpieza manual, es necesario disponer de una cuba que soporte las reacciones químicas de los productos.

Características

Cubeta de inmersión de 3 litros para la desinfección del instrumental de la clínica dental.

Proporciona la máxima resistencia.

Bandeja interior perforada.

Medidas: 35*26*14 cm

Autoclavable a 121°



Bioseguridad
Protegemos tu clínica

Distribuido por:

Laboratorios Inibsa S.A. Ctra. Sabadell a Granollers, km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). | T +34 938 439 695 | F +34 938 439 695

Contacta con nosotros: 902 464 272 | www.inibsa.es | dental@inibsa.com

Síguenos en:

