

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR ASPIRASALIVA		
REFERENCIAS	82219	
FABRICANTE / RESPONSABLE	TALLERES MESTRAITUA, S.L. Txorierra Etorbidea, 60, 48150, Bizkaia ESPAÑA www.mestra.es	
DESCRIPCIÓN	Adaptador de eyectores para sistemas de aspiración de equipos dentales.	
ESPECIFICACIÓN	Adapta el aspirasaliva de 6 mm a la salida de la manguera de 11 mm. Características: Esterilizable en autoclave a 134°C.	
COMPOSICIÓN	Fabricado en material plástico.	
PRESENTACIÓN	Envase con 5 unidades.	
FINALIDAD	Conexión cánula aspirasaliva con manguera de aspiración.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.