


FICHA TÉCNICA

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO BESTDENT																							
REFERENCIAS	85437: Tamaño XS 85438: Tamaño P 85439: Tamaño M 85440: Tamaño L																						
FABRICANTE / RESPONSABLE	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru 41050 Klang, Selangor D.E., Malasya																						
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento 2017/745/UE. EPI Categoría III, según el Reglamento 2016/425/UE.																						
DESCRIPCIÓN	Guantes de nitrilo sin polvo, no estériles, de un solo uso. Puño ambidiestro, con textura en los dedos y rebordeado. Color Blanco.																						
ESPECIFICACIONES	<p><u>Dimensiones</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Tamaño</th> <th>Estándar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud, mm</td> <td>Todos los tamaños</td> <td>Mín. 240</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Ancho de la palma, mm</td> <td>XS</td> <td>76 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>84 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>94 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>105 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>113 +/- 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Grosor, mm * Pared única</td> <td rowspan="2">Todos los tamaños</td> <td>Dedo : 0,09 +/- 0,02 Valor típico: 0,08 a 0,09</td> </tr> <tr> <td>Palma : 0,07 +/- 0,02 Valor típico: 0,05 a 0,06</td> </tr> </tbody> </table>		Descripción	Tamaño	Estándar	Longitud, mm	Todos los tamaños	Mín. 240	Ancho de la palma, mm	XS	76 +/- 3	S	84 +/- 3	M	94 +/- 3	L	105 +/- 3	XL	113 +/- 3	Grosor, mm * Pared única	Todos los tamaños	Dedo : 0,09 +/- 0,02 Valor típico: 0,08 a 0,09	Palma : 0,07 +/- 0,02 Valor típico: 0,05 a 0,06
Descripción	Tamaño	Estándar																					
Longitud, mm	Todos los tamaños	Mín. 240																					
Ancho de la palma, mm	XS	76 +/- 3																					
	S	84 +/- 3																					
	M	94 +/- 3																					
	L	105 +/- 3																					
	XL	113 +/- 3																					
Grosor, mm * Pared única	Todos los tamaños	Dedo : 0,09 +/- 0,02 Valor típico: 0,08 a 0,09																					
		Palma : 0,07 +/- 0,02 Valor típico: 0,05 a 0,06																					
COMPOSICIÓN	Látex de nitrilo 100% sintético.																						
ENVASE	Caja con 100 unidades.																						
VIDA ÚTIL	5 años.																						
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.																						
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase o el guante están dañados.																						
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.																						

TECHNICAL DATA SHEET

NITRILE GLOVES POWDER FREE BESTDENT																						
REFERENCES	85437: Size XS 85438: Size P 85439: Size M 85440: Size L																					
MANUFACTURER	TOP GLOVE SDN. BHD. Lot 4969, Jalan Teratai, Batu 6, Off Jalan Meru 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia																					
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, according to Regulation 2017/745/EU. PPE Category III, according to Regulation 2016/425/EU.																					
DESCRIPTION	Powder-free latex gloves, non-sterile, single use. Ambidextrous, finger textured, beaded cuff. White color.																					
SPECIFICATION	<u>Dimensions</u> <table border="1" data-bbox="539 1099 1318 1494"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Size</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Length, mm</td> <td>All Sizes</td> <td>Min 240</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Palm Width, mm</td> <td>XS</td> <td>76 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>84 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>94 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>105 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>113 +/- 3</td> </tr> <tr> <td>Thickness, mm *Single wall</td> <td>All Sizes</td> <td> Finger: 0.09 +/- 0.02 Typical value: 0.08 to 0.09 Palm: 0.07 +/- 0.02 Typical value: 0.05 to 0.06 </td> </tr> </tbody> </table>		Description	Size	Standard	Length, mm	All Sizes	Min 240	Palm Width, mm	XS	76 +/- 3	S	84 +/- 3	M	94 +/- 3	L	105 +/- 3	XL	113 +/- 3	Thickness, mm *Single wall	All Sizes	Finger: 0.09 +/- 0.02 Typical value: 0.08 to 0.09 Palm: 0.07 +/- 0.02 Typical value: 0.05 to 0.06
Description	Size	Standard																				
Length, mm	All Sizes	Min 240																				
Palm Width, mm	XS	76 +/- 3																				
	S	84 +/- 3																				
	M	94 +/- 3																				
	L	105 +/- 3																				
	XL	113 +/- 3																				
Thickness, mm *Single wall	All Sizes	Finger: 0.09 +/- 0.02 Typical value: 0.08 to 0.09 Palm: 0.07 +/- 0.02 Typical value: 0.05 to 0.06																				
COMPOSITION	100% Synthetic Nitrile Latex.																					
PACKAGE	Box with 100 units.																					
SELF LIFE	5 years.																					
INTENDED USE	Barrier protection of the user's hand for medical or clinical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and for laboratory purposes.																					
SAFETY INFORMATION	Single use product. Do not use if container or glove is damaged.																					
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.																					