


FICHA TÉCNICA

BIODENTINE XP 200		
REFERENCIAS	89022	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SEPTODONT 58 rue du pont de Créteil 94107 Saint – Maur-des-Fossés Cedex Francia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase III, según el Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	<p>Biodentine XP es un sustituto bioactivo de la dentina basado en la innovación "Active Biosilicate Technology".</p> <p><u>Indicaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - En la corona: restauración inmediata y no inmediata del esmalte, recubrimientos pulpares (directos e indirectos) y pulpotomías (en pulpitis reversibles e irreversibles). - En la raíz: reparación de perforaciones radiculares y de la furca, reparación de reabsorciones internas/externas, apexificación, obturación retrógrada y revitalización (en dientes permanentes inmaduros con necrosis pulpar). <p><u>Beneficios:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Preservación de la vitalidad de los dientes (excepto en caso de apexificación, perforaciones y furcaciones). - Preservación de la funcionalidad de los dientes. - Revitalización de los dientes necróticos. 	
COMPOSICIÓN	<p>El cartucho contiene los componentes líquidos y en polvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El componente en polvo se compone de silicato tricálcico, óxido de circonio, óxido de calcio, carbonato de calcio y óxidos de hierro. - El componente líquido está compuesto por cloruro cálcico, policarboxilato y agua purificada. 	
PRESENTACIÓN	10 cápsulas (468 mg de polvo y 133 µL de líquido).	
VIDA ÚTIL	Mínimo de 10 años.	
FINALIDAD PREVISTA	Sustituto bioactivo de la dentina.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar entre 5 °C y 25 °C y proteger de la humedad.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.