

FICHA TÉCNICA

LUXADOR		
REFERENCIAS	9124: LUXADOR RECTO 3S – 3MM. 9125: LUXADOR CURVO 3C – 3MM. 9126: LUXADOR RECTO 5S – 5MM. 9127: LUXADOR CURVO 5C – 5MM.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase I, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Los luxadores son instrumentos dentales utilizados para aflojar dientes antes de su extracción. Características: <ul style="list-style-type: none"> • Desinfectable con desinfectantes químicos. • Resistente a la corrosión. • Esterilizable en autoclave. • Hipoalergénico. 	
ESPECIFICACIONES	Ancho de la hoja: 9124: LUXADOR RECTO 3S – 3MM. 9125: LUXADOR CURVO 3C – 3MM. 9126: LUXADOR RECTO 5S – 5MM. 9127: LUXADOR CURVO 5C – 5MM.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.	
ENVASE	Contenido una unidad.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD PREVISTA	Para separar el periodonto del diente y así sea más fácil extraer el diente.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.