


FICHA TÉCNICA

GUTTAPERCHA CARTRIDGE ELEMENTS		
REFERENCIAS	98082: 23GA MEDIUM BODY. 98083: 25GA LIGHT BODY. 98084: 23GA HEAVY BODY.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Meta Systems Co., Ltd. #1214-18, Sicox tower 12F, 484, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13229, Korea	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Cartucho Gutapercha Elements. <u>Características:</u> Cartuchos individuales. De un solo uso con agarres, para facilitar la inserción y utilización. La contaminación cruzada es mínima. Agujas más largas y flexibles que permiten una visibilidad óptima de la zona operativa. Calibre: 23. Consistencias: Pesada.	
PRESENTACIÓN	10 unidades.	
FINALIDAD PREVISTA	Diseñadas para utilizarse con el dispositivo Elements Free System.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.