

## FICHA TÉCNICA

<b>PUNTAS DE GUTTAPERCHA NO STANDARIZADAS PIRATAS</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<p>99225: PUNTAS DE GUTTAPERCHA (A) XFINA.</p> <p>99266: PUNTAS DE GUTTAPERCHA (B) FINA.</p> <p>99227: PUNTAS DE GUTTAPERCHA (C) MEDIA.</p> <p>99293: PUNTAS DE GUTAPERCHA AUXILIAR L.</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>Maillefer Instruments Holding Sàrl</b>          Chemin du verger, 3          Ch-1338 Ballaigues, Suiza          Tel. +41 21 843 92 92</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<p>Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).</p>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Puntas de gutapercha ISO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rígidas para una fácil inserción hasta el ápice y con elevada plasticidad para una mejor condensación y sellado.</li> <li>- Radiopacas, biocompatibles y exentas de cadmio.</li> <li>- 24 mm largo.</li> </ul>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>Contiene 120 unidades.</p>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	<p>Asegurar una obturación eficaz, completa y biocompatible del conducto radicular, lo cual es crucial para el éxito del tratamiento endodóntico.</p>	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	<p>No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.</p>	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*