


FICHA TÉCNICA

PROFLUORID VARNISH SURTIDO 4 TUBOS		
REFERENCIAS	E445	
FABRICANTE / RESPONSABLE	VOCO GmbH Anton-Flettner-Straße 1 - 3 27472 Cuxhaven Alemania	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	<p>Profluorid Varnish es un barniz dental basado en colofonia que contiene 22.600 ppm de fluoruro (5 % NaF) para el tratamiento de hipersensibilidad dental y también puede ser utilizado como apoyo efectivo en el tratamiento preventivo de caries. Se puede aplicar en superficies húmedas. Contiene un tubo de cada sabor: melón, menta, cereza y caramelo.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> Tolerante a la humedad. Alta estética del color del diente. Desensibilización rápida. Aplicación económica en capas finas. Productivo. Ideal para el tratamiento de los cuellos sensibles del diente después de la profilaxis. Óptimo si existe HIM. Sabor a Piña Colada. 	
COMPOSICIÓN	Etanol, Fluoruro de sodio y derivado de colofonia.	
PRESENTACIÓN	4 unidades de 10 ml.	
FINALIDAD PREVISTA	Para el tratamiento de dientes hipersensibles. El sellado de túbulos dentinarios para preparaciones de cavidad o en superficies radiculares sensibles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar a una temperatura de entre 4°C - 23°.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.