

## FICHA TÉCNICA

<b>BOBINA ALAMBRE NITI SUPER ELÁSTICO 012-016</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<p>L5473: BOBINA ALAMBRE NITI SUPERELASTI 012 38cm.</p> <p>L5474: BOBINA ALAMBRE NITI SUPERELASTI 014 38cm.</p> <p>L5475: BOBINA ALAMBRE NITI SUPERELASTI 016 38cm.</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>G&amp;H Wire Company, Inc.</b> 40 Linville Way Franklin, IN 46131, United States Emergency Contact: 317-346-6655</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto sanitario clase IIa, según Reglamento (UE) 2017/745/UE (MDR).	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	La aleación G4™ coordinada con los procedimientos de comprobación garantizan que las propiedades de fuerza, memoria y elasticidad son tan consistentes como se documenta.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Fabricado con una aleación de níquel y titanio.	
<b>CONTENIDO</b>	1 bobina de 4,5 m.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*