

FICHA TÉCNICA

GANCHO QUIRURGICO CRIMPABLE 018 Y022 PROCLINIC		
REFERENCIAS	L8816	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ORTHODONTIC MANUFACTURER SIA SRL Sede Legale: Via Aristide Leonori,113 - 00147 Roma Uffici e Stabilimento: Zona Ind.le snc - 81050 Rocca d’Evandro (CE) Italy Recapiti: Tel: +39 (0)823 908029 info@siaorthodontics.com - www.siaorthodontics.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Gancho realizado en una única pieza con tecnología MIM. Para arcos de .018'x .025' a .022'x .030'.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	10 unidades por envase	
FINALIDAD PREVISTA	Gancho para arcos.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	