


FICHA TÉCNICA

PILAR PROVISIONAL PEEK		
REFERENCIAS	Ver Anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AVENIR SRL Via del salice 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIB, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	PILAR PROVISIONAL PEEK	
COMPOSICIÓN	PEEK (PolyEtherEtherKetone)	
FINALIDAD PREVISTA	PILAR PROVISIONAL PEEK se coloca temporalmente en la multiunidad donde existe la necesidad de dar un "amortiguador" estético. Puede permanecer en boca por un periodo de 6 meses	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Esterilizar en calor húmedo a 121°C durante 30 minutos	
MSDS	No aplicable por no estar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006	

ANEXO 1 / ANNEX 1

COD. AVENIR	REF.AVENIR	DESCRIPCIÓN
MUIEPKAR	EEPCTMPN48KA	PILAR PROVISIONAL PEEK AR TRANS CT
MUIEPKR	EEPCMPK48KM	PILAR PROV. PEEK ROT. TRANSEPIHELIAL CT
PK1L40AR	ICPCAMPK48KM	PILAR PROV PEEK ANTIRROT. M12 D4,0 P38
PK1L40R	ICPCAMPK484KM	PILAR PROV PEEK ROTATORIO M12 D 4,0 P38
PK1L55AR	ICPCAMPK60KM	PILAR PROV PEEK ANTIRROT M12 D5,5 P38
PK1L55R	ICPCAMPK604KM	PILAR PROV PEEK ROTATORIO M12 D5,5 P38
PK1Q40AR	ICPCAMPK40KM	PILAR PROV PEEK ANTIRROT. M12 D4,0 P28
PK1Q40R	ICPCAMPKR40KM	PILAR PROV PEEK ROTATORIO M12 D4,0 P28
PK1Q55AR	ICPCAMPK55KM	PILAR PROV PEEK ANTIRROT M12 D5,5 P28
PK1Q55R	ICPCAMPK554KM	PILAR PROV PEEK ROTATORIO M12 D5,5 P28
PKE33AR	EEPCMPK33KM	PILAR PROVISIONAL PEEK AR HEX.EXT P3,3
PKE33R	EEPCMPK133KM	PILAR PROVISIONAL PEEK ROT. HEX.EXT P3,3
PKE41AR	EEPCMPK41KM	PILAR PROV. PEEK AR HEX.EXT P4,1 P5,0
PKE41R	EEPCMPK141KM	PILAR PROV. PEEK ROT. HEX.EXT P4,1 P5,0
PKIAR	IISVMPK35KM	PILAR PROVISIONAL PEEK AR HEX.INT P3,5
PKIR	IISVMPKR35KM	PILAR PROVISIONAL PEEK ROT HEX.INT. P3,5