



FICHA TECNICA

Referencia:	R-050100
Denominación:	FORMADOR DE ZÓCALOS DE MODELOS CON SPLICATS INFERIORES
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 mestra@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA

Descripción:


Para la confección rápida y limpia de modelos.

Con los zocaladores se logra un asiento firme en el articulador, sin tener que recortar ni serruchar.

Con splicats (pirámidel partidas para que den forma y marquen el modelo y sirvan de guías cuando se reemplace).

Versión para modelos inferiores.

Dimensiones interiores:



Peso:

49 g

Material:

Fabricados en goma.