


FICHA TÉCNICA

CERA ARTICULAR PROCLINIC		
REFERENCIAS	H20810: Verde H20814: Amarillo	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CERA REUS, SA Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Cera articular en barras de fácil manejo y aplicación para uso dental de registros oclusales.	
COMPOSICIÓN	Compuesta de ceras microcristalinas y ceras de parafina.	
ESPECIFICACIONES	Color verde o amarillo. Tamaño de las barras: 100 x 10 x 10 mm Peso: 500g	
ENVASE	Envase con 50 barras.	
VIDA ÚTIL	10 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	<ul style="list-style-type: none"> - Especialmente indicada para tomas de registros oclusales, endesdentados totales y parciales. - Barras amarillas: precisan de poco calentamiento y tienen una dureza y elasticidad normal. - Barras verdes: en condiciones normales no precisa de calentamiento, tienen una gran elasticidad y menor dureza. 	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal.</p> <p>En caso de contacto con la piel cuando el producto está en estado líquido, enfriar la zona con agua y no intentar despegar el material adherido a la piel, tratar la quemadura y acudir al médico.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Conservar por debajo de 40°C. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

TECHNICAL DATA SHEET

ARTICULAR WAX PROCLINIC		
REFERENCES	H20810: Green H20814: Yellow	
MANUFACTURER	CERA REUS, SA Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Articular wax that comes in easy to use and apply bars for dental occlusion records.	
COMPOSITION	Made of microcrystalline waxes and paraffin waxes.	
SPECIFICACIONES	Colour: green, yellow. Bar size: 100 x 10 x 10 mm Weight: 500g	
PACKAGING	Box with 50 bars.	
SHELF LIFE	10 years from the date of manufacture.	
INTENDED USE	<ul style="list-style-type: none"> - A wax especially suitable for making occlusion records where there are no or very few teeth. - Yellow bars: need little warming, have normal elasticity and hardness. - Green bars: do not need warming, have great elasticity and less hardness. 	
SAFETY INFORMATION	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use. Skin: if burned by contact with hot material, cool the burned skin area as quickly as possible by immersing in cold water, or applying cold water. Call the doctor.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Do not store at temperatures above 40°C. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	