

i-Sensor

CAPTADOR / SENSOR

Radiología Digital



SOFTWARE DE USO SENCILLO E INTUITIVO

i-Sensor proporciona un software fácil de usar para una instalación y uso inteligentes con un solo clic, y está equipado con potentes funciones de procesamiento de imágenes que pueden mejorar significativa y rápidamente la calidad de las radiografías.





Solo un click instalación inteligente



Definido por el usuario herramienta tratamiento de imagenes



uso y actualización gratuitos

Imágenes de alta resolución

Resolución teórica de 25 lp/mm

Con el chip ADC líder de 16 bits, que le ofrece hasta 60000+ de escala de grises.

Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles, más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución teórica de 25 lp/mm aportando un alto nivel de claridad y detalle a su radiografía digital. Efecto de imagen más nítida, para que la sutil bifurcación del ápice radicular se pueda encontrar fácilmente.



Sensor ultrafino: 4,4 mm

Ergonómicamente optimizado y un grosor de 4,4 mm el i-Sensor hace que la colocación del sensor sea más fácil que nunca (además, el sensor más fino permite específicamente mejores radiografías bitewing y una adquisición bitewing vertical simplificada).





ESQUINAS REDONDEADAS

Duradero y fiable

Sometido a más de 80000 pruebas de flexión

Está diseñado para evitar cualquier tipo de daño en su uso diario. Basado en el uso real y decenas de miles de experimentos de flexión, el producto es duradero. La robusta tecnología de soldadura ultrasónica por fusión de la carcasa CNC aporta una experiencia de peso ultraligero y protección IP68. El sensor puede sumergirse en líquido desinfectante para evitar infecciones cruzadas.







Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd. Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China



RUMAR Cedeira S.L.

RUMAR Cedeira S.L.
C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tifno: 91 849 01 04
Tifno: móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores. ¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas