



## Creecemos juntos

La fórmula para su éxito son los dientes de Kulzer

Crear productos y colaboraciones de calidad requiere tiempo y dedicación. En Kulzer, plantamos a diario semillas que nos permitan seguir creciendo. Eso es exactamente lo que queremos: ¡crecer juntos!

Ahora puede beneficiarse de prótesis dentales de calidad inigualable que logran el equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

Salud oral en buenas manos



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# PALA PREMIUM

## Máxima estética para las demandas más exigentes

Los dientes Pala Premium son dientes de la máxima calidad. Cumplen con las demandas más exigentes en términos de estética y funcionalidad. Son los únicos dientes del mercado desarrollados específicamente para prótesis fijas y removibles que se integran fácilmente con la dentición residual.

### Beneficios:

- El material especial Flexecure® garantiza una elevada resistencia a la abrasión y opalescencia natural.
- Idóneos para cualquier concepto de montaje, en los casos de relaciones mandibulares eugnáticas y disgnáticas ofrecen al técnico una mayor flexibilidad.
- Estética natural: las formas son absolutamente idénticas a las de los dientes naturales.
- Base y volumen ampliados para una mejor estética de las papilas.



### Pala Premium 6

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores Bleach BL2 - BL3
Formas	14 formas anteriores superiores
	8 formas anteriores inferiores

### Pala Premium 8

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores Bleach BL2 - BL3
Formas	4 formas posteriores superiores
	4 formas posteriores inferiores



### Guía de color

Referencia	
Colores A1-D4-BL2-BL3	66040261



# PALA MONDIAL

## Funcionalidad probada

Estudios independientes muestran los resultados increíbles de los dientes PALA Mondial, también destacan por su fiabilidad y durabilidad. El montaje es fácil y eficaz. Se trata de la línea de dientes con más formas. Pueden combinarse con los dientes Premium por lo que ¡la flexibilidad de trabajo es total!

### Beneficios:

- Montaje rápido y fiable.
- Céntrica definida con precisión.
- Función precisa, sin necesidad de rectificar.
- El Flexecure® garantiza una alta resistencia a la abrasión y durabilidad.
- La estructura superficial natural y realista se adapta a la forma básica del diente y genera un aspecto armonioso.
- La base dental ampliada y el aumento del volumen facilitan el contorno papilar y eliminan las cavidades oscuras y los bordes verticales.



### Pala Mondial 6

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores Bleach BL2 - BL3
Formas	18 formas anteriores superiores
	10 formas anteriores inferiores

### Pala Mondial 8

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores Bleach BL2 - BL3
Formas	5 formas posteriores superiores
	5 formas posteriores inferiores



### Guía de color

Referencia	
Colores A1-D4-BL2-BL3	66040261



# DELARA

## Estética natural para el día a día

Delara es un auténtico todoterreno para las prótesis diarias. Estética natural, manejo fácil y procesado mínimo para todas las indicaciones. Superficie viva y un sistema de estratificación único. Efecto azulado para conseguir una apariencia natural.

### Beneficios:

- **Fácil manejo para resultados predecibles:** el pulido de la superficie, la reserva de material basal y el borde incisal optimizado simplifican el proceso de trabajo.
- **Flexibilidad:** gama completa de colores, formas anatómicas optimizadas, excelente funcionalidad y estética para todas las indicaciones y opciones de trabajo.
- **Estética:** efecto azulado para conseguir una apariencia natural, una superficie intensa y refracción de luz dinámica.
- **Excelente ratio calidad-precio:** línea de dientes para todas las indicaciones para el uso diario.



### Delara 6

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores BL2 - BL3
Formas	18 formas anteriores superiores
	5 formas anteriores inferiores



### Delara 8

Formato	
Colores	16 colores A1-D4
	2 colores BL2 - BL3
Formas	4 formas posteriores superiores
	4 formas posteriores inferiores



### Guía de color

	Referencia
Colores A1-D4-BL2-BL3	66077200



# ARTIC

## Gama básica: resultados rápidos, precisos y reproducibles

### Anteriores - Artic 6

Artic 6 es un diente anterior multicapa con un aspecto natural y estéticamente agradable. Su forma anatómica permite la adaptación perfecta tanto a la dentición existente como en prótesis completas. Está disponible en 16 colores A1-D4 y 22 formas anteriores. La característica de la estructura multicapa de Artic 6 permite la reproducción exacta de la luz igual que los dientes naturales. Con su alto grado de translucidez en la región incisal y proximal, garantiza un aspecto natural en dientes anteriores tanto en situaciones de luz natural como con luz artificial.

### Posteriores - Artic 8

Los molares Artic 8, disponibles en 12 formas posteriores, ofrecen una función fisiológica superior, una relación intercuspidad exacta, una oclusión perfecta y una distribución uniforme de la carga masticatoria. El exclusivo hueco en la base mejora la unión con el acrílico. Artic 8 garantiza un montaje rápido y sencillo en el laboratorio y un ajuste exacto en boca.

Los molares están disponibles en dos angulaciones diferentes:

#### Artic 8 - 10°

- Diente posterior multicapa para todas las indicaciones.
- La superficie oclusal exclusiva garantiza movimientos sin restricciones y una oclusión sencilla.
- Múltiples puntos de contacto.

#### Artic 8 - 20°

- Diente posterior multicapa con un diseño funcional de la superficie oclusal.
- Oclusión central exacta.
- Múltiples puntos de contacto.
- Intercuspidación óptima.

### Artic 6

Formato	
Colores	16 colores A1-D4 1 color, bleach BL 3
Formes	23 formas anteriores superiores 10 formas anteriores inferiores



### Artic 8

Formato	
Colores	16 colores A1-D4 1 color, bleach BL 3
Formes	8 formas posteriores superiores 8 formas posteriores inferiores



### Guía de color

	Referencia
Colores A1-D4-BL3	66080238





## **Kulzer Iberia S.A.**

C/ Marie Curie, 19. Bajo - Ofic. 5  
28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid  
Tel: +34 91 296 72 92  
infodental-es@kulzer-dental.com

[www.kulzer.es](http://www.kulzer.es)