


FICHA TÉCNICA

CUÑAS DE ROTACION (IOS)		
REFERENCIAS	L0428: CUÑA DE ROTACION GRIS L0429: CUÑA DE ROTACION GRIS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Auradonics Incorporated 439 Saint Mihiel Orive, Riverside, New Jersey 08075, USA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto sanitario Clase IIa según Directiva 93/42/EEC relativa a productos sanitarios	
DESCRIPCIÓN	Sin látex. Antialérgico. Ortoestético. Se colocan utilizando una pinza Mosquito o Mathieu, en el lado del bracket hacia donde quiere rotar el diente. Envase con cierre de seguridad. PROCLINIC le entrega muchos de sus productos intraorales en bolsas con cierre de seguridad. Este cierre asegura que el envase no ha sido abierto anteriormente. Siempre Proclenic le ofrece la mejor garantía.	
PRESENTACIÓN	Bolsa de 100 Cuñas	
VIDA ÚTIL	N/A	
FINALIDAD	Ortodoncia, Alineación dental	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.