


## FICHA TÉCNICA

<b>CADENETAS DYNA LINK G&amp;H</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>Ver anexo</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>G&amp;H Wire Company Inc</b> 40 Linville, Franklin , Indiana, 46131 USA Emergency Contact: 317-346-6655	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto sanitario Clase IIa según Reglamento 2017/745/UE relativo a productos sanitarios	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cadenetas elásticas para ortodoncia. Memoria y durabilidad superiores con excelente estabilidad del color y resistencia a las manchas. Diseñado según estándares exigentes para garantizar una entrega de fuerza constante. Fuerza continua y suave para un movimiento dental predecible Alta elasticidad con memoria y rebote superiores. Sin látex 0.026" de espesor. Disponible en 3 longitudes: continua, corta y larga Fabricado en EE. UU. por G&H® Orthodontics Composición: Elastómero	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Carrete de 15 ft. (aprox. 457,2 cm)	
<b>VIDA ÚTIL</b>	N/A	
<b>FINALIDAD</b>	Ortodoncia, alineación dental	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*

**FICHA TÉCNICA****ANEXO 1**

Material	Texto breve de material
L10210	CADENETA DYNA LINK CORTA ROSA
L10214	CADENETA DYNA LINK CONTINUA PLATA
L1985	CADENETA DYNA LINK CORTA TRANSPARENTE
L1986	CADENETA DYNA LINK CORTA ROSA FLUORESCENTE
L1987	CADENETA DYNA LINK CORTA FUCSIA
L1988	CADENETA DYNA LINK CORTA BRILLANTE
L1989	CADENETA DYNA LINK CORTA GRIS
L1990	CADENETA DYNA LINK CORTA GRIS
L1991	CADENETA DYNA LINK CORTA LAVANDA
L1992	CADENETA DYNA LINK CORTA AZUL MARINO
L1993	CADENETA DYNA LINK CORTA VERDE NEON
L1994	CADENETA DYNA LINK CORTA NARANJA
L1995	CADENETA DYNA LINK CORTA AZUL PERLA
L1996	CADENETA DYNA LINK CORTA AZUL ROYAL
L1997	CADENETA DYNA LINK CORTA ROJA RUBÍ
L1998	CADENETA DYNA LINK CORTA PLATA
L2089	CADENETA DYNA LINK LARGA TRANSPARENTE
L2090	CADENETA DYNA LINK LARGA GRIS
L2091	CADENETA DYNA LINK LARGA AZUL CLARO
L2093	CADENETA DYNA LINK LARGA AZUL PERLA
L2094	CADENETA DYNA LINK LARGA ROJO RUBÍ
L2095	CADENETA DYNA LINK LARGA PLATA
L6342	CADENETA DYNA LINK CONTINUA TRANSPARENTE
L6343	CADENETA DYNA LINK CONTINUA GRIS
L7004	CADENETA DYNA LINK CORTA AZUL BRILLANTE
L7005	CADENERA DYNA LINK CONTINUA AZUL PERLA
L7011	CADENETA DYNA LINK LARGA MORADO
L7012	CADENETA DYNA LINK LARGA AZUL ROYAL
L7013	CADENETA DYNA LINK CORTA NEGRA
L7014	CADENETA DYNA LINK CORTA VERDE
L7015	CADENETA DYNA LINK CORTA PERLA
L7016	CADENETA DYNA LINK CORTA ROJO METALICO
L7017	CADENETA DYNA LINK CORTA MORADA
L8051	CADENETA DYNA LINK LARGA NEGRA
L8052	CADENETA DYNA LINK LARGA ROSA