



## FICHA TÉCNICA

<b>CERA PACIENTE ORTODONCIA PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>L50933:</b> Sin aroma <b>L50934:</b> Aroma menta	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>CERA REUS, SA</b> Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento (UE) 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Barras de cera protectora para evitar el roce de los aparatos de ortodoncia.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Mezcla de ceras y resinas /aceites parafínicos.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>L50933</b> (Sin Aroma) <b>L50934</b> (Aroma menta)	Color: Blanco Tamaño de las barras: 50 x 5 mm Peso: 4 g (estuche de 5 barras)
<b>ENVASE</b>	Caja de 36 estuches (5 barras por estuche) .	
<b>VIDA ÚTIL</b>	10 años a partir de la fecha de fabricación.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Protección al roce de aparatos de ortodoncia.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Este producto no representa ningún peligro si se utiliza para su uso normal.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar los agentes oxidantes. No utilizar si el envase está dañado.	

## TECHNICAL DATA SHEET

<b>ORTHODONTIC PATIENT WAX PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCES</b>	<b>L50933:</b> Scent-free <b>L50934:</b> Mint -scented	
<b>MANUFACTURER</b>	<b>CERA REUS, SA</b> Placa del Castell, 5 43201 Reus - España	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.	
<b>DESCRIPTION</b>	Protective wax to prevent chafing from orthodontic appliances.	
<b>COMPOSITION</b>	Mixture of waxes + resins/paraffinic oils.	
<b>SPECIFICACIONES</b>	<b>L50933</b> (Scent-free) <b>L50934</b> (Mint-scented)	Colour: White Bar size: 50 x 5 mm Weight: 4.0 g (case of 5 bars)
<b>PACKAGING</b>	Box with 36 cases (5 bars per case).	
<b>SHELF LIFE</b>	10 years from the date of manufacture.	
<b>INTENDED USE</b>	It is a protective wax to prevent chafing from orthodontic appliances.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	This product is not expected to present any unusual hazards in proper use.	
<b>HANDLING AND STORAGE</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Keep away from heat and flames. Do not store near strong oxidizing agents. Do not use if the package is damaged.	