


## FICHA TÉCNICA

<b>ALAMBRE DE LIGADURA EN BOBINA G&amp;H WIRE</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<p><b>L6000:</b> LIGADURA METALICA ROLLO .010</p> <p><b>L6286:</b> LIGADURA METALICA ROLLO .008</p> <p><b>L6287:</b> LIGADURA METALICA ROLLO .009</p> <p><b>L6288:</b> LIGADURA METALICA ROLLO .011</p> <p><b>L6289:</b> LIGADURA METALICA ROLLO .012</p>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<p><b>G&amp;H Wire Company, Inc.</b>  40 Linville Way  Franklin, IN 46131, United States  Emergency Contact: 317-346-6655</p>	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto sanitario clase IIa según Reglamento 2017/745/UE (MDR)	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Alambre de ligadura de dimensiones precisas y uniforme.</p> <p>Uso en ortodoncia.</p> <p>Un alambre blando con acabado brillante.</p> <p>Fabricado en acero inoxidable. Contiene níquel.</p> <p><u>Características:</u></p> <p><b>L6000:</b> Ø .010" (0,25 mm)</p> <p><b>L6286:</b> Ø .008" (0,16 mm)</p> <p><b>L6287:</b> Ø .009" (0,20 mm)</p> <p><b>L6288:</b> Ø .011" (0,275 mm)</p> <p><b>L6289:</b> Ø .012" (0,30 mm)</p>	
<b>CONTENIDO</b>	1 bobina de 454 g	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*