

NUEVO PRIMA DNT PREMIUM

OTRA DIMENSIÓN EN MAGNIFICACIÓN



Os presentamos el nuevo Prima DNT Premium, con unas características que lo hacen destacar dentro del mundo de la magnificación.

Wireless (sin cables)

El **Prima Premium** dispone de un transmisor que envía la imagen 4K al receptor de un monitor. De esta manera, puedes ver la imagen a tiempo real en un monitor, sin cables de por medio.

Bluetooth

Connexión Bluetooth / WIFI de la cámara Canon a cualquier teléfono móvil o tablet gracias a la aplicación Canon. Esto permite el intercambio de datos entre la cámara Canon del microscopio y tu móvil/tablet a corta distancia. Perfecto para compartir tus fotos y vídeos en redes sociales de manera rápida y sencilla.

Salida USB

Prima Premium dispone de una salida USB que permite conectar la cámara del microscopio directamente al ordenador y poder descargar todas las imágenes.

Salida HDMI

El microscopio dispone de 3 salidas HDMI para poder conectar cualquier dispositivo con este tipo de entrada. Por ejemplo, dos salidas a dos monitores, una para un monitor para tí, otro para que tu auxiliar pueda seguir lo que haces y puedas trabajar a 4 manos, y la tercera para crea un flujo de datos (data stream) sin retrasos. Imagínate las ventajas que te ofrece si quieres hacer una práctica en directo, o una formación a distancia en vivo (online)

*En el **Prima Premium**, tanto las salidas USB como las salidas HDMI no salen de la cámara situada cerca del cabezal, si no que salen de la caja Premium situada en la parte inferior del brazo de suspensión. Esto hace que el cabezal del microscopio quede libre de cables y que puedas trabajar de una manera más cómoda.

Cargador-salida 5V USB

No te quedes sin batería en tu iPhone o iPad mientras haces el streaming.

Imagen 4K

El **Prima Premium** transmite una imagen 4K de alta resolución y sin retrasos.



¿Necesitas ampliar la información del nuevo microscopio Prima DNT Premium?
Contacta con nosotros y te asesoraremos.

